


GENIESSEN SIE  
FASSUNGSLOS  
SCHÖNE AUGENBLICKE



## PRODUKTKATALOG

Das komplette Programm  
hochwertiger Contactlinsen

[www.wuk-vision.de](http://www.wuk-vision.de)

# Inhalt

## **WUK Tauschsysteme**

---

Monatstauschlinsen Silicone-Hydrogel	3
Monatstauschlinsen Hydrogel	4
Tageslinsen Hydrogel	4

## **WUK Formstabile Linsen**

---

**5**

## **WUK Occlusionslinsen**

---

**5**

## **WUK Irislinsen**

---

**6**

Handgemalte Irislinsen	6
Standard Irislinsen	6

## **Zubehör**

---

**7**

## **Allgemeine Geschäftsbedingungen**

---

**8**

# WUK Tauschsysteme

## Monatstauschlinen Silicone-Hydrogel

Produktname	Material	BC	Ø	Lieferbereich	Einheit	Produktinfo
<b>For You OXYGEN</b>	Silicone Hydrogel Comfilcon A 48 % Wasser, nicht ionisch DK/t 160 (-3,0)	8,60	14,00	-12,00 bis +8,00 ab +/- 6,00 in 0,50 Abst.	6er Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zulassung für 30 Tage/29 Nächte Dauertragen</li> <li>durch Aquaform™ Technologie, höherer Wassergehalt als Vergleichsprodukte und geringer Modulus, dadurch besserer Tragekomfort</li> <li>keine Beschichtung auf der Kontaktlinse, daher ist eine natürliche Benetzung gewährleistet und Ablagerungen werden minimiert</li> <li>Reduktion der sphärischen Aberration durch asphärische Vorderfläche und Mono Curve Rückfläche</li> <li>hellblauer Handlingstint</li> </ul>
<b>For You OXYGEN TORIC</b>	Silicone Hydrogel Comfilcon A 48 % Wasser, nicht ionisch DK/t 160 (-3,0)	8,70	14,50	-10,00 bis +8,00 ab +/- 6,00 in 0,50 Abst. Zyl. 0,75/1,25/1,75/2,25 Achsen in 10 Grad Abst.	3er Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>gleichmäßig horizontale Dickenverteilung und breites gleichmäßiges Prismenballastband sorgt für mehr Stabilität und konstantes Trageverhalten</li> <li>abgeflachter Rand für besseren Komfort</li> <li>hellblauer Handlingstint</li> <li>Stabilisierungsmarkierung bei 270°/6 Uhr</li> </ul>
<b>For You OXYGEN MULTI</b>	Silicone Hydrogel 56 % Wasser, Somofilcon A DK/t 86	8,70	14,20	-8,00 bis +6,00 ab -6,00 in 0,50 Abst. Addition: LOW bis +2,25 HIGH +2,50 bis +3,00	6er Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>durch AquaGen™ Technologie kontinuierliche Benetzung der Kontaktlinsen</li> <li>UV-Filter</li> <li>fließender Übergang zwischen Fern- und Nahbereich</li> <li>Simultansehen</li> <li>Anpassempfehlung: LOW bei beginnender und fortgeschrittener Presbyopie; HIGH bei abgeschlossener Presbyopie</li> </ul>




Abbildung 1: Linsenaufbau



# WUK Tauschsysteme

## Monatstauschlinzen Hydrogel

Produktname	Material	BC	Ø	Lieferbereich	Einheit	Produktinfo
<b>For You ADVANCE</b>	Ocufileon D 55 % Wasser	8,60 / 8,90 im Minusbereich 8,80 im Plusbereich	14,20	-10,00 bis +8,00 ab +5,00 und -6,00 in 0,50 Abst.	6er Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neutralisation der sphärischen Aberration von KL und Auge, daher besserer Visus</li> <li>• UV- Schutz</li> </ul>
<b>For You ADVANCE TORIC</b>	Ocufileon D 55 % Wasser	8,70	14,50	-9,00 bis +6,00 ab +5,00 und -6,00 in 0,5 Abst. Zyl. 0,75/1,25/1,75/2,25 in 10 Grad Abst.	6er Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>• durch Prismenballastband und einheitliche horizontale Ballastdicke wird eine sehr gute Stabilisierung erreicht</li> <li>• UV- Schutz</li> <li>• Stabilisierungsmarkierung bei 270°/6 Uhr</li> </ul>



## Tageslinsen Hydrogel

Produktname	Material	BC	Ø	Lieferbereich	Einheit	Produktinfo
<b>For You ONE DAY</b>	Ocufileon D 55 % Wasser	8,60 im Minusbereich 8,80 im Plusbereich	14,20	-10,00 bis +6,00 ab +5,00/-6,00 in 0,50 Abst.	30er Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gute Spontanverträglichkeit</li> <li>• für sporadisches Tragen z. B. beim Sport</li> <li>• UV-Schutz</li> </ul>



# WUK Formstabile Linsen

## Hochwertige Formstabile Linsen

Produktname	Material	BC	Ø	Lieferbereich	Einheit	Produktinfo
<b>Highflow Tric</b>	Boston ES (DK 18) Boston XO2 (DK 141) HDS (DK 58)	7,00 bis 9,00 in 0,05 mm Abst.	8,50 bis 11,00 in 1/10 Abst.	+/-25,00 in 0,25 Abst.	Gläschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dreikurviges Rückflächendesign</li> <li>• für Augen mit geringer (bis <math>\epsilon x &lt; 0,30</math>), Konturanpassung</li> <li>• Anpassempfehlung: flachster HH-Radius = Linsenradius</li> </ul>
<b>HighFlow 04/05/06/07</b>	Boston ES (DK 18) Boston XO2 (DK 141) HDS (DK 58)	7,00 bis 9,00 in 0,05 mm Abst.	8,50 bis 11,00 in 1/10 Abst.	+/-25,00 in 0,25 Abst.	Gläschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• asphär. Rückfläche mit verschiedenen Exzentrizitäten</li> <li>• ab einer Hornhaut <math>\epsilon x</math> von 0,3</li> <li>• zentraler sphär. Bereich Abflachung erreicht bei 30 Grad den Nennwert</li> <li>• Anpassempfehlung: parallel zum flachsten Radius</li> </ul>



Linsen können in den Farben: hellblau, blau, grün, grau, braun und farblos beim ES Standardmaterial gewählt werden. Bei anderen Materialien Farbmöglichkeiten auf Anfrage.

## Occlusionslinsen

Produktname	Material	BC	Ø	Lieferbereich	Einheit	Produktinfo
<b>Occlusionslinse</b>	Contaflex 77 % Wasser	auf Wunsch	auf Wunsch	Schwarzer Occlusionsdurchmesser frei wählbar (Empfehlung ab 10,00 mm) weiße Opakschicht auf der Rückseite	Gläschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lichtundurchlässige Contactlinse zur Behandlung von Amblyopie und Doppelbildern</li> </ul>



# WUK Irislinsen

## Handgemalte Irislinsen

Produktname	Material	BC	Ø	Lieferbereich	Einheit	Produktinfo
<b>Irislinse Anpasslinse</b>	Contaflex 77 % Wasser	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch	Gläschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>zur Beurteilung von Sitz- und Trageverhalten</li> <li>nur mit weißer Opakeschicht versehen</li> <li>Handling kann geübt werden</li> <li>Lieferzeit ca 2 – 3 Wochen</li> </ul>
<b>Irislinse klare Pupille</b>	Contaflex 77 % Wasser	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch	Gläschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>kein Sandwichverfahren</li> <li>Reinigung ist mit Peroxid durchzuführen</li> <li>wird nach Musterlinse, oder nach Foto des gesunden Auges handbemalt</li> <li>Lieferzeit ca. 4 – 6 Wochen</li> <li>keine Gutschrift möglich</li> </ul>
<b>Irislinse schwarze Pupille</b>	Contaflex 77 % Wasser	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch	Gläschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Sandwichverfahren</li> <li>Reinigung ist mit Peroxid durchzuführen</li> <li>wird nach Musterlinse, oder nach Foto des gesunden Auges handbemalt</li> <li>Lieferzeit ca. 4-6 Wochen</li> <li>keine Gutschrift möglich</li> </ul>

**Zusatzinformationen/ Zu beachten:**  
 Standardmäßig sind Iris- und Occlusionslinsen mit einer weißen Opakeschicht versehen. Auf Wunsch und gegen Aufpreis gibt es diese auch in schwarz.  
 Eine Erneuerung der Opakeschicht ist jeder Zeit möglich.



## Standard Irislinsen

Produktname	Material	BC	Ø	Lieferbereich	Einheit	Produktinfo
<b>SCL-Irislinse Standard</b>	Contaflex 77 % Wasser	8,80	14,50	+8,00 bis -8,00 dpt Iris Ø 12,50 mm Pupille Ø 4,50 mm klar oder schwarz	Gläschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardversorgung</li> <li>in 7 verschiedenen Ausführungen/ Farben erhältlich (light grey, dark grey, light brown, medium brown, dark brown, blue, hazel)</li> <li>Farbtafel können zur Ansicht bestellt werden</li> </ul>



Das Auftragsformular finden Sie auf unserer Website zum Download!

## Irislinsen

Iriscontactlinsen finden ein breites Anwendungsspektrum. Sie werden unter anderem bei Aniridie, Iriskolobomen, Vernarbungen, trüber Hornhaut, Strabismus und Doppelbildern eingesetzt.

### Herstellung

Auf die weiche Trägerlinse wird in einem speziellen Verfahren eine weiße Opakschicht auf die Rückseite aufgebracht, welche die Linse lichtundurchlässig macht.

Anschließend trägt der Künstler die Farben auf die Linse auf. Dies geschieht in mehreren Schritten, da die Farbe immer wieder einwirken und sich mit der Linsenmatrix verbinden muss. Die Iris wird anhand eines Musters (Musterlinse, Ciba-Farbfächer, Nisselknopf oder Foto) gemalt.

### Hinweise zur Anpassung

Bestimmen Sie für die Anpasslinse die Hornhautradien, den Hornhautdurchmesser, die gewünschte Dioptr. der Linse und die Pupillengröße. Die Anpasslinse wird individuell gefertigt und enthält bereits die Opakschicht, sodass die Zentrierung/Stabilisierung beobachtet werden kann. Eine schwarze Pupille wird bei den Anpasslinsen nicht aufgebracht. Für die Bestellung können Sie gerne das Formular auf unserer Website benutzen.

### Hinweise für die Anpassung von dezentrischen Irislinsen

Die Anpasslinse enthält eine Markierung in der Mitte und bei 12 Uhr, sodass die Verdrehung und Dezentrierung der Pupille bestimmt werden kann. Hierbei sollte die Anpasslinse mindestens einen Gesamtdurchmesser von 16 mm haben.

### Hinweise zur Abgabe der endgültigen Linse

Eine Kontrolle der Irislinse auf dem Auge ist unumgänglich, da eventuelle Farbunterschiede direkt erkannt werden. Bitte per Foto dokumentieren! Eine Nachbearbeitung der Farbe ist möglich, wenn sie als Reklamation anerkannt wird.

Trotz aller sorgfältigen Bearbeitung und der hohen Qualität des Produktes ist eine 100%ige Reproduzierbarkeit des gesunden Auges nicht möglich. Da es sich um ein individuelles und handgefertigtes Produkt handelt, ist ein Umtausch oder eine Gutschrift nicht möglich.

Bitte informieren Sie Ihren Kunden/Patienten darüber, dass handgemalte Irislinsen ausschließlich mit einem Peroxidsystem gepflegt werden dürfen. Für die Nachbenetzung dürfen nur Tropfen OHNE Konservierungsmittel verwendet werden, da Konservierungsmittel die Opakschicht aus der Linse herauslösen können.

## Zubehör

Produktname	Einheit	Produktinfo
<b>TEAR STRIPS</b>	100 St. einzeln verpackt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teststreifen zur Messung der Menge der Tränenflüssigkeit</li> <li>• weiße Streifen mit Millimeterskalierung</li> </ul>
<b>FLUO STRIPS</b>	100 St. einzeln verpackt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluorescein zur Einfärbung</li> <li>• zur Sitzbeurteilung von formstabilen Contactlinsen</li> </ul>



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## I. Allgemeines

1. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Kunde unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an.
2. Abweichungen von unseren Verkaufsbedingungen, insbesondere anderlautende Bedingungen des Käufers, gelten nur, wenn sie von uns schriftlich und ausdrücklich bestätigt werden.
3. Änderungen und Ergänzungen abgegebener Auftragsbestätigungen dieser Bindungen oder geschlossener Verträge sind nur rechtswirksam, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt werden.

## II. Unterlagen

Von allen Unterlagen, die wir unseren Angeboten beifügen, behalten wir uns das Urheberrecht vor, diese dürfen weder Konkurrenzfirmen noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.

## III. Bestellungen

1. Unsere Angebote sind freibleibend.
2. Der Vertrag kommt erst durch schriftliche und ausdrückliche Auftragsbestätigung oder durch Übersendung der Ware und der Rechnung zustande.

## IV. Preise

1. Es werden die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet (letztgültige Preisliste).
2. Alle von uns angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und der Versandspesen.

## V. Lieferung und Versand

1. Wir sind bemüht, die uns erteilten Aufträge umgehend auszuführen. Die Nutzung unseres Logos, die Nennung unserer Trademarken im Vergleich zu anderen Produkten zum Zwecke der Werbung und des Verkaufs ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt. Dies gilt insbesondere für Marktteilnehmer die nicht von uns beliefert werden.
2. Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst dann, wenn alle Unterlagen, die zur Erledigung des Auftrages vom Besteller beizubringen sind, bei uns vorliegen.
3. Teillieferungen sind zulässig.
4. Die Lieferung unserer Ware erfolgt auf Gefahr des Käufers.
5. Porto und Verpackungen werden dem Auftraggeber anteilmäßig in Rechnung gestellt: Bei Eil-, Express- oder Luftpostsendungen wird der Mehrbetrag in Rechnung gestellt. Entstehen anderweitige Versandkosten, so bleibt deren Berechnung vorbehalten. Der Abschluss von Transportversicherungen bleibt dem Käufer überlassen.
6. Von der Verpflichtung zur ganzen oder teilweisen Lieferung sind wir befreit, wenn aus betrieblichen oder außerbetrieblichen Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, die Lieferung unmöglich wird. Solche Gründe berechtigen uns, ganz oder teilweise von dem Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer ein Recht auf Schadensersatz hat.
7. Beruht der Verzug oder die Unmöglichkeit auf Umständen, die von uns zu vertreten sind, so steht dem Besteller das gesetzliche Rücktrittsrecht zu, sofern dessen Voraussetzungen vorliegen. Schadensersatzansprüche wegen Verzuges oder Unmöglichkeit sind ausgeschlossen. Die Anmeldung eines Konkurses oder Vergleichsverfahrens, die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung über ein Vermögensverzeichnis, eintretende Zahlungsschwierigkeiten, das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers, oder ein Wechsel in der Inhaberschaft des Unternehmens des Bestellers berechtigen uns, die Lieferungen sofort einzustellen und die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern.
8. Rezeptlinsen können, wenn sie unbeschädigt im Originalbehälter sowie mit dem komplett ausgefüllten Retourenschein bzw. Lieferschein oder Rechnungskopie innerhalb von 6 Wochen gebührenfrei an uns zurückgeschickt werden, gegen eine anteilige Kostenpauschale umgetauscht oder gutgeschrieben werden. Nachbestellungen mit veränderten Werten werden wie Erstaufträge ausgeführt. Im übrigen sind solche Contactlinsen von Umtausch und Gutschrift ausgeschlossen, die nachträglich vom Kunden nachbearbeitet wurden oder verschmutzt, defekt oder ohne Anpasslinsen bestellt worden sind. Anpasssatzlinsen, Lagerlinsen, Austauschsysteme, Farblinsen aller Art oder Linsen die zum Sonderpreis gekauft wurden, sind von Umtausch und Gutschrift ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Sonderanfertigungen.

## VI. Zahlung

1. Warenbegleitende Rechnungen sind netto und innerhalb von 10 Tagen zahlbar. Monatsrechnungen ohne Bankeinzug sind ohne Abzug innerhalb 10 Tagen fällig. Aus verwaltungstechnischen Gründen bitten wir um Bankeinzug.
2. Alle bargeldlosen Zahlungen gelten erst mit Gutschrift auf unser Konto als erfolgt.
3. Kürzungen für Porto-, Überweisungs- oder anderen Gebühren werden nicht anerkannt.
4. Befindet sich der Käufer mit der Zahlung einer bereits erfolgten Lieferung in Verzug, finden § VI, Zl. 1 keine Anwendung und es werden entsprechende Verzugszinsen und Mahngebühren in Anrechnung gebracht. Die aus dieser Lieferung entstandene Forderung ist sofort zahlbar. Wir behalten uns vor, erforderlichenfalls gegen Nachnahme oder Vorkasse zu liefern.

5. Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Forderungen bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
6. Die Ausübung eines Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrechts gegenüber unseren Forderungen ist ausgeschlossen.
7. Offene Posten bedingen nach 30 Tagen einen Zuschlag von 7% der Rechnungssumme pro angefangenen Monat. Rechnungen mit Bankeinzug die nicht eingelöst werden erhöhen sich um die Bankspesen und die jeweilige Bearbeitungsgebühr.

## VII. Eigentumsvorbehalt

1. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen unser Eigentum.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang an den Fehlsichtigen zu veräußern. Er tritt alle ihm aus der Weiterveräußerung der Ware gegen seine Abnehmer entstehende Forderung bis zur Höhe der noch uns gegenüber bestehenden Kaufpreisschuld an uns ab.
3. Die Verpfändung oder die Sicherungsübereignung der nicht bezahlten Ware an Dritte ist unzulässig und uns gegenüber unwirksam.
4. Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer Beschlagnahme der Vorbehaltsware durch Dritte unverzüglich zu unterrichten. Er ist ferner verpflichtet, uns Verlangen Auskunft über den Bestand unserer Waren und über die an uns abzutretenden Forderungen zu informieren.
5. Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung (§ 947, 948 BGB) mit anderen, nicht uns gehörenden Waren erwirken wir das Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes, der von uns gelieferten zu dem der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Die neue Sachlage gilt als Vorbehaltsweise im Sinne dieser Bedingungen.

## VIII. Mängelrügen

Erkennbare Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Handgemalte Contactlinsen können nicht getauscht oder gutgeschrieben werden.

## IX. Gewährleistung und Schadensersatz

1. Handelsübliche oder geringfügige technische Abweichungen insbesondere in Qualität, Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keinerlei Gewährleistungsansprüche aus.
2. Bei berechtigten Beanstandungen werden wir nach unserer Wahl kostenlos nachbessern oder kostenlos Ersatz liefern. Ein Wandlungs- oder Minderungsanspruch ist nur gegeben, wenn nach Prüfung Nachbesserung oder Ersatzlieferungen nicht erfolgen können. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen unmittelbarer oder mittelbarer Schäden, die auf leicht fahrlässigen Verletzungen unserer vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Verzuges oder Unmöglichkeit sind außer im Falle des groben Verschuldens der Höhe nach auf den Kaufpreis des verzögerten oder ausgebliebenen Teils unserer Lieferung beschränkt.
3. Wir sind nicht verpflichtet, Ware, die uns der Käufer ohne unsere Zustimmung zurückschickt, an ihn zurückzusenden, oder für ihre Aufbewahrung zu sorgen.
4. Rücksendungen sind gebührenfrei zu veranlassen.
5. Schadensersatz oder Gewährleistungsansprüche scheiden aus, wenn die in Auftrag gegebenen Linsen ohne typspezifische Anpasslinsen bestellt worden sind.

## X. Patentverletzung

Wird die Ware in vom Besteller besonders vorgeschriebener Ausführung (nach Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben) hergestellt und geliefert, so übernimmt der Besteller die Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster oder sonstige Schutz- und Urheber-Rechte nicht verletzt werden. Der Besteller ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer Verletzung ergeben, freizustellen.

## XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Au bei Freiburg.
2. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand für alle unmittelbar oder mittelbar aus diesen Geschäftsbedingungen entstehenden Streitigkeiten das Amtsgericht Freiburg zuständig.

## XII. Schlussbestimmungen

1. Sollten einer oder mehrere der vorstehenden Paragraphen unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr umzudeuten, dass der mit ihr verfolgte Zweck, soweit gesetzlich zulässig, erreicht wird.
2. Wir sind berechtigt, Daten, die zur Aufrechterhaltung und Ausführung der Geschäftsbeziehung notwendig sind, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, zu verarbeiten. Zur Verfügung gestellte Anpasssätze bleiben Eigentum des Lieferanten.

Stand 4/2023

## WUKVISION Contactlinsen